

FORMULÁRIO PARA ESPECTROSCOPIA RAMAN

DADOS DO USUÁRIO

Nome	Heytor Vitor Souza Bezerra de Azevedo	Tipo de vínculo	Discente
E-mail	heytorazevedo@hotmail.com	Matrícula	20161014938
Professor Orientador	Uilame Umbelino Gomes	Departamento	PPGCEM/UFRN

OBJETIVO DOS ENSAIOS

FAZER ESPECTROSCOPIA RAMAN EM AMOSTRAS EM PÓ Laser de 532 nm (100 mW). Intensidade do laser: 1% (1 mW).

Utilize no máximo 10 caracteres para criar seus códigos.

Procure criar códigos simples e evite utilizar sinais e/ou caracteres especiais

O limite de análises por solicitação é 10.

DESCRIÇÃO GERAL PARA AS ANÁLISES

Código	Composição	Laser			Faixa
SiC		(X) 532nm	() 633nm	() 785nm	
Co		(X) 532nm	() 633nm	() 785nm	
WC25-SiC75-Co – 5h		(X) 532nm	() 633nm	() 785nm	
WC25-SiC75-Co – 10h		(X) 532nm	() 633nm	() 785nm	
WC25-SiC75-Co – 20h		(X) 532nm	() 633nm	() 785nm	
WC25-SiC75-Co – 30h		(X) 532nm	() 633nm	() 785nm	
WC-Co – 5h		(X) 532nm	() 633nm	() 785nm	
WC-Co – 10h		(X) 532nm	() 633nm	() 785nm	
WC-Co – 20h		(X) 532nm	() 633nm	() 785nm	
WC-Co – 30h		(X) 532nm	() 633nm	() 785nm	

OBSERVAÇÕES

#Salve uma cópia do arquivo preenchido sob o formato .pdf e anexe-a no campo adequado do formulário eletrônico.